

# **Anleitung für den Salifert NITRIT PROFI TEST**

Warnung!

**Unzugänglich vor Kindern aufbewahren. Nicht zum Verzehr geeignet.**

## **TESTDURCHFÜHRUNG:**

- 1] Mit der Spritze 10 ml zu testendes Wasser in das Testgefäß geben
- 2] Zugabe von einem gestrichenen Löffel des Pulvers NO<sub>2</sub>. Den Inhalt des Testgefäßes vorsichtig für die Dauer von 20 Sekunden mischen. Danach 3 Minuten stehen lassen.
- 3] Das geöffnete Test Gefäß auf einen weißen Teil der Farbschablone stellen und die Farben miteinander vergleichen. Den ermittelten Nitrit Gehalt ablesen. Eine Farbe zwischen zwei Farbfeldern entspricht einem Nitrit Gehalt der sich dazwischen befindet.

Die Nitrit Werte sind in mg/L Nitrit angegeben.

## **Höhere Empfindlichkeit:**

Heben Sie nun das Testgefäß vor sich und schauen Sie durch die Seite des Testgefäßes.

Halten Sie die Farbpalette hinter das Testgefäß, Vergewissern Sie sich, dass der weiße Bereich der Farbpalette hinter der Flüssigkeit liegt. Die Ergebnisse sind durch den Faktor 10 zu teilen.

NO<sub>2</sub>-Eng\_NL\_D-O51 1

Stand September 2017

© Mrutzek Meeres-Aquaristik GmbH